



VETERTEST


CENTRO DE DIAGNOSTICO VETERINARIO

**INSTRUCTIVO ENVÍO DE
MUESTRAS
CITOLOGÍA**


CITOLOGÍA

- Descarga nuestro formulario. Recuerda que debes completar todos los datos solicitados con letra legible.
- Realiza la extensión de la muestra en el portaobjeto (no envíes agujas o algún otro material)
- Una vez esté seca la muestra, realiza envoltorios individuales para cada porta objeto o apíalos usando rollos de papel engomado como separador entre cada muestra, recuerda no enviar los portaobjetos pegados unos con otros.
- Rotula con el **número de pedido** obtenido a través de la solicitud online. Si no la haces mediante la pagina web, rotula con el número de ficha del paciente y su nombre.
- Envía los frotis dentro de un recipiente o caja. Por fuera, pega el formulario.

Al finalizar, agenda retiro de muestras o despacha directamente a nuestro laboratorio.



Extensión frotis



Envío frotis