



VETERTEST

CENTRO DE DIAGNOSTICO VETERINARIO

**INSTRUCTIVO ENVÍO DE
MUESTRAS
LÍQUIDOS**

LÍQUIDOS

- Descarga nuestro formulario. Recuerda que debes completar todos los datos solicitados con letra legible.
- Una vez obtenida la muestra, envía una parte de ella en un tubo con EDTA (tapa lila) y la otra parte en un tubo sin anticoagulante (tapa roja). Recuerda llenar los tubos hasta donde indica el fabricante.
- Rotula con el **número de pedido** obtenido a través de la solicitud online. Si no la haces mediante la pagina web, rotula con el número de ficha del paciente y su nombre.
- Envía la muestra en una bolsa hermética. Si no hiciste solicitud de exámen online, pega la orden médica por fuera de la bolsa.

Al finalizar agenda el retiro de muestras o despacha directamente a nuestro laboratorio.

