



**VETERTEST**

CENTRO DE DIAGNOSTICO VETERINARIO

# **INSTRUCTIVO ENVÍO DE MUESTRAS**

## **ORINA**

# ORINA

## Uroanálisis/Relación proteinuria:creatinuria

- Recolecta la muestra en un recipiente plástico, limpio y hermético.
- Volumen mínimo de muestra de 3 a 5 ml.
- Rotula con el **número de pedido** obtenido a través de la solicitud online. Si no la haces mediante la pagina web, rotula con el número de ficha del paciente y su nombre.
- Envía la muestra en una bolsa hermética. Si no hiciste solicitud de examen online, pega la orden médica por fuera de la bolsa.
- Enviar inmediatamente al laboratorio. En caso contrario, refrigerar por hasta 6 horas máximo desde la toma de muestra.
- No tomar muestras desde el piso u otras superficies.
- No congelar.
- Proteger de la luz con papel aluminio o bolsa oscura.
- Puedes solicitar un recipiente para toma de muestra en el laboratorio.

# ORINA

## Composición cálculo urinario

- Enjuaga los urolitos suavemente con agua y sécalos al aire.
- Las muestras deben estar completamente secas **antes** del envío.
- Deposita la muestra en un recipiente plástico, limpio y hermético.
- Rotula con el **número de pedido** obtenido a través de la solicitud online. Si no la haces a través de la pagina web, rotula con el número de ficha del paciente y su nombre.
- Envía la muestra en una bolsa hermética. Si no hiciste solicitud de examen online, pega la orden médica por fuera de la bolsa.
- Puedes solicitar recipiente para toma de muestra en el laboratorio