



**VETERTEST**


CENTRO DE DIAGNOSTICO VETERINARIO

**INSTRUCTIVO ENVÍO DE  
MUESTRAS  
SEROLOGÍA**

# SEROLOGÍA

## Distemper


- Tipo de muestra: Secreción ocular/nasal o suero.
- Recolecta la muestra en un tubo sin anticoagulante
- Rotula con el **número de pedido** obtenido a través de la solicitud online. Si no la haces mediante de la pagina web, rotula con el número de ficha del paciente y su nombre.
- Envía la muestra en una bolsa hermética. Si no hiciste solicitud de examen online, pega la orden médica por fuera de la bolsa.



# SEROLOGÍA

## Parvovirus

- Tipo de muestra: Heces frescas.
- Recolecta la muestra en un recipiente plástico, limpio y hermético.
- Rotula con el **número de pedido** obtenido a través de la solicitud online. Si no la haces mediante de la pagina web, rotula con el número de ficha del paciente y su nombre.
- Envía la muestra en una bolsa hermética. Si no hiciste solicitud de examen online, pega la orden médica por fuera de la bolsa.



# SEROLOGÍA

## Inmunodeficiencia felina/Leucemia felina

- Tipo de muestra: Sangre entera, suero o plasma
- Recolecta la muestra en un tubo sin anticoagulante, Heparina o EDTA.
- Rotula con el **número de pedido** obtenido a través de la solicitud online. Si no la haces mediante de la pagina web, rotula con el número de ficha del paciente y su nombre.
- Envía la muestra en una bolsa hermética. Si no hiciste solicitud de examen online, pega la orden médica por fuera de la bolsa.

